

骆氏健康

产品使用说明书

Luoshi Health Product Manual

□□□□	□□□□
LX-T100	■■■■■■■■
LX-N01	■■■■■■■■
LX-J01	■■■■■■■■

目录

1. 公司简介

2. 产品系列介绍

2.1 医用脊柱牵引床 LX-T100

2.2 家用智能颈椎仪 LX-N01

2.3 智能关节康复仪 LX-J01

3. 通用安全须知

4. 售后服务政策

5. 联系方式

1. 公司简介

上海骆氏健康科技有限公司，致力于将百年骆氏正脊技法与现代智能医疗技术深度融合，为更多人提供专业可信赖的脊柱健康解决方案。公司秉承传统中医正脊理论与现代康复医学相结合的理念，研发出一系列智能化、精准化的物理治疗设备。

骆氏健康拥有完善的质量管理体系，通过ISO 13485医疗器械质量管理体系认证。公司产品覆盖医疗机构、康复中心及家庭用户，致力于成为国内领先的脊柱健康解决方案提供商。

2. 产品系列介绍

2.1 医用脊柱牵引床 LX-T100

LX-T100是基于骆氏百年正脊技法研发的智能化牵引系统，通过精准控制牵引力度（0-100kg，18档调节）与牵引角度，结合自适应脊柱减压算法，实现对腰椎间盘突出、颈椎病等多类型脊柱疾患的标准化康复治疗。

主要特点：

- 精准牵引力控制：0-100kg范围，18档精细调节
- 多角度调节：头部0-30°，腿部0-45°可调
- 安全保护系统：过载保护+急停开关
- 低噪音设计：运行噪音≤40dB
- 适用场景：医疗机构骨科/康复科

2.2 家用智能颈椎仪 LX-N01

LX-N01是一款专为现代久坐人群设计的家用便携式颈椎智能牵引设备。内置高精度压力传感器与骆氏自适应算法，根据用户颈椎状态自动调整牵引力度，结合热敷理疗功能，居家即可享受专业颈椎康复体验。

主要特点：

- 超轻便携：仅580g，随时随地使用
- 智能调节：3档牵引力度自动适配
- 热敷理疗：38°C/40°C/42°C三档温度
- 长续航：约8小时标准模式续航
- APP智能控制：支持iOS 12+/Android 8+

2.3 智能关节康复仪 LX-J01

LX-J01结合生物力学传感技术与骆氏关节康复理论，通过360°全方位关节状态评估，为用户生成个性化康复训练方案。支持膝关节、肩关节、腕关节等多部位使用，适用于运动损伤恢复与慢性关节退化管理。

主要特点：

- 360° 全方位关节活动度评估
- AI自适应算法生成个性化方案
- 7天超长续航
- IPX4防水等级
- 云端数据同步与AI报告

3. 通用安全须知

使用前注意事项:

请仔细阅读产品说明书，了解产品的适用范围和禁忌症

首次使用建议在专业医师或康复师指导下进行

检查设备外观是否完好，电源线是否破损

确认使用环境干燥、通风良好

使用中的注意事项:

严格按照产品标注的牵引力度和时间使用

使用过程中如感到不适，应立即停止使用

避免在睡眠时使用设备

请勿私自拆卸或改装设备

禁忌症提示:

严重骨质疏松患者禁用

脊柱肿瘤或感染者禁用

严重心血管疾病患者慎用

孕妇及儿童需在医师指导下使用

4. 售后服务政策

保修政策：

- 产品自购买之日起享受一年免费保修服务
- 保修期内非人为损坏可免费维修或更换
- 提供终身技术支持服务
- 易损件（如绑带、电极片等）提供优惠更换服务

服务承诺：

- 7×24小时客服热线：400-XXX-XXXX
- 全国主要城市设有服务网点
- 48小时内响应客户报修
- 提供上门安装调试服务（医用设备）

5. 联系方式

■■■■■	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■	400-XXX-XXXX
■■■■■	info@luoshihealth.com
■■■■■	■■■■XX■XX■XXX■
■■■■■	www.luoshihealth.com
■■■■■	■■■■■■ 9:00-18:00